

Проверка требований охраны труда при работе с аппаратами ультрафиолетового и инфракрасного излучения

Что проверить	Да	Нет
Используя ультрафиолетовые облучатели, глаза пациентов и персонала защищают очками с боковой защитой		
В перерывах между лечебными процедурами рефлекторы облучателей с лампами закрывают заслонками на аппарате. Если заслонок нет, лампы закрывают плотными черными с белой прокладкой матерчатыми «юбками» длиной 50 см, которые надевают на край рефлектора облучателя		
Включенная, но не эксплуатируемая лампа спущена до уровня кушетки		
Над дверью обеззараживаемых помещений есть информационные таблички «Не входить. Идет облучение ультрафиолетом»		
Если в помещении ощущается запах озона, лампы выключают и проветривают помещение		
Вход в помещение после выключения бактерицидных облучателей, кроме закрытого типа, возможен через 10–15 минут после проветривания		
Вышедшие из строя лампы хранят упакованными в специальном помещении		